


## Accesorios



Accesorios para DP		
JBCAGL	ADAPTADOR LUER LOCK CON PÚAS	20/CAJA
JTBCGL	CONECTOR DE TITANIO CON PÚAS	50/CAJA
JCSGL	ESTILETE DE CATÉTER PARA DP	5/CAJA
JTSGL	TUNELIZADOR DE CATÉTER PARA DP	10/CAJA
JFSXGL	TUNELIZADOR CURVO SERIE X	5/CAJA
JTRXGL	VARILLA TUNELIZADORA SERIE X	5/CAJA

### INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE RIESGOS

#### SERIE I Y SERIE V

**Indicaciones de uso:** El catéter peritoneal está indicado para diálisis peritoneal crónica.

**Contraindicaciones:** Este catéter está contraindicado en pacientes que no son candidatos aptos para el tratamiento de diálisis peritoneal.

#### SERIE X

**Indicaciones de uso:** El catéter peritoneal está indicado para diálisis peritoneal crónica. La longitud extendida del catéter serie X lo hace especialmente adecuado para pacientes de diálisis peritoneal cuando es necesario ubicar el sitio de salida de la piel lejos de la región abdominal inferior habitual. El catéter puede indicarse especialmente en pacientes con obesidad, pliegues abdominales blandos en la piel, incontinencia urinaria o fecal, intertrigo crónico por levaduras, estomas intestinales, o en pacientes que desean tomar baños en bañeras profundas.

**Contraindicaciones:** Este catéter está contraindicado en pacientes que no son candidatos aptos para el tratamiento de diálisis peritoneal. Una ubicación en el sitio de salida en la parte superior del tórax (preesternal) del catéter serie X puede estar contraindicada en pacientes a quienes se les haya realizado un aumento o una reconstrucción de mamas, o una traqueostomía. Sin embargo, este grupo de pacientes pueden ser candidatos aptos para una ubicación del sitio de salida del catéter serie X en la parte abdominal superior.

#### ADAPTADOR LUER LOCK CON PÚAS

**Indicaciones de uso:** El adaptador Luer Lock con púas Medcomp® está indicado para uso a largo plazo como punto de conexión para catéteres de diálisis peritoneal y conectores Luer macho.

**Contraindicaciones:** Solo se debe usar con el catéter provisto por Jet Medical S.A. Alergias conocidas o presuntamente asociadas al dispositivo.

#### ESTILETE DE CATÉTER PARA DP

**Indicaciones de uso:** El estilete de catéter peritoneal Jet está indicado para uso transitorio a fin de mantener un catéter de diálisis peritoneal recto y maniobrable durante la inserción en el peritoneo.

**Contraindicaciones:** Solo se debe usar con el catéter provisto por Jet Medical S.A.

#### TUNELIZADOR DE CATÉTER PARA DP

**Indicaciones de uso:** El tunelizador de catéter peritoneal Jet está indicado para uso transitorio a fin de disecar tejido y crear la abertura del túnel subcutáneo.

#### TUNELIZADOR CURVO SERIE X


**Indicaciones de uso:** El tunelizador curvo de catéter peritoneal Jet serie X está indicado para uso transitorio a fin de disecar tejido y crear la abertura del túnel subcutáneo.

#### VARILLA TUNELIZADORA SERIE X

**Indicaciones de uso:** La varilla tunelizadora de catéter peritoneal Jet serie X está indicada para uso transitorio a fin de disecar tejido y crear la abertura del túnel subcutáneo.

Consulte las instrucciones de uso provistas con el producto para conocer las instrucciones completas, advertencias, precauciones y contraindicaciones. Siga todas las instrucciones de uso antes de utilizar los productos. Si no lo hace, pueden presentarse complicaciones en el paciente.

# CATÉTERES PARA DIÁLISIS PERITONEAL JET



Jet  
Medical<sup>SA</sup>

Rue Fritz-Courvoisier 40  
2300 La Chaux-de-Fonds  
Suiza

T: +41-32-9679021 F: +41-32-\*9679001  
www.jetmedical.net



Medical Components, Inc.  
1499 Delp Drive, Harleysville, PA 19438, EE. UU.  
T: 215.256.4201 F: 215.256.1787  
www.medcomp.net

ISO13485  
Certified Quality System

2753GLS REV. A 4/24

Jet  
Medical<sup>SA</sup>

www.jetmedical.net

**Serie I**

Material <b>Silicona</b>	Diseño de la punta <b>Recta y en espiral</b>	Tamaño French <b>15 F</b>	Manguitos <b>Simple y doble</b>
<b>SIL</b>			

Código	Descripción	Cantidad por caja	Punta distal a manguito (cm)	Manguito a manguito (cm)	Manguito a espiral (cm)
<b>SOLO CATÉTER, RECTO</b>					
JPP41SGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 41 CM, MANGUITO PREPERITONEAL SIMPLE	5	15	-	-
JPP46SGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 46 CM, MANGUITO PREPERITONEAL SIMPLE	5	20	-	-
JSC31SGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 31 CM, MANGUITO SUBCUTÁNEO SIMPLE	5	10,25	-	-
JSC37SGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 37 CM, MANGUITO SUBCUTÁNEO SIMPLE	5	16,25	-	-
JSC42SGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 42 CM, MANGUITO SUBCUTÁNEO SIMPLE	5	21	-	-
JSC46SGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 46 CM, MANGUITO SUBCUTÁNEO SIMPLE	5	25	-	-
JDC31SGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 31 CM, MANGUITO DOBLE	5	6,5	3	-
JDC32SGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 32,25 CM, MANGUITO DOBLE	5	7	3,5	-
JDC37SGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 37 CM, MANGUITO DOBLE	5	10	5	-
JDC42SGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 42 CM, MANGUITO DOBLE	5	15	5	-
JDC47SGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 47 CM, MANGUITO DOBLE	5	20	5	-
<b>SOLO CATÉTER, EN ESPIRAL</b>					
JPP40CGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 40,25 CM, MANGUITO PREPERITONEAL SIMPLE	5	16,36	-	13
JPP57CGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 57,5 CM, MANGUITO PREPERITONEAL SIMPLE	5	13	-	7
JPP60CGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 60 CM, MANGUITO PREPERITONEAL SIMPLE	5	15	-	10
JDC57CGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 57,5 CM, MANGUITO DOBLE	5	12	6	8
JDC63CGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 63 CM, MANGUITO DOBLE	5	19	6	14
<b>JUEGO BÁSICO, RECTO</b>					
JET-146GL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 46 CM, MANGUITO PREPERITONEAL SIMPLE	5	20	-	-
JET-146SGL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 46 CM, MANGUITO SUBCUTÁNEO SIMPLE	5	25	-	-
JET-242GL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 42 CM, MANGUITO DOBLE	5	15	5	-
<b>JUEGO BÁSICO, EN ESPIRAL</b>					
JET-160GL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 60 CM, MANGUITO PREPERITONEAL SIMPLE	5	34	-	15
JET-257GL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 57,5 CM, MANGUITO DOBLE	5	31	6	12
JET-263GL	CATÉTER JET SERIE I DE 15 F X 63 CM, MANGUITO DOBLE	5	38,25	6	19

**Contenido de solo catéter:** (1) Catéter (1) Luer hembra (1) Abrazadera (1) Tapa terminal

**Contenido del juego básico:** (1) Catéter (1) Aguja introductora (1) Alambre guía (1) Avanzador del alambre guía (1) Jeringa (1) Bisturí (1) Tunelizador (1) Introdutor pelable (1) Luer hembra (1) Abrazadera (6) Gasas (1) Tapa terminal

**Serie V**

Material <b>Silicona</b>	Diseño de la punta <b>Recta y en espiral</b>	Tamaño French <b>15 F</b>	Manguitos <b>Doble</b>
<b>SIL</b>			

Código	Descripción	Cantidad por caja	Punta distal a manguito (cm)	Manguito a manguito (cm)	Manguito a espiral (cm)
<b>SOLO CATÉTER, RECTO</b>					
JS200101GL	CATÉTER JET SERIE V DE 15 F X 43 CM, IZQUIERDO	5	15	5	-
JS200102GL	CATÉTER JET SERIE V DE 15 F X 43 CM, DERECHO	5	15	5	-
<b>SOLO CATÉTER, EN ESPIRAL</b>					
JS200201GL	CATÉTER JET SERIE V DE 15 F X 63 CM, IZQUIERDO	5	17,82	5	13
JS200202GL	CATÉTER JET SERIE V DE 15 F X 63 CM, DERECHO	5	17,82	5	13
JS200501GL	CATÉTER JET SERIE V DE 15 F X 57 CM, IZQUIERDO	5	14,10	5	9
<b>JUEGO BÁSICO, RECTO</b>					
JS200301GL	CATÉTER JET SERIE V DE 15 F X 43 CM, IZQUIERDO	5	15	5	-
JS200302GL	CATÉTER JET SERIE V DE 15 F X 43 CM, DERECHO	5	15	5	-
<b>JUEGO BÁSICO, EN ESPIRAL</b>					
JS200401GL	CATÉTER JET SERIE V DE 15 F X 63 CM, IZQUIERDO	5	17,82	5	13
JS200402GL	CATÉTER JET SERIE V DE 15 F X 63 CM, DERECHO	5	17,82	5	13
JS200502GL	CATÉTER JET SERIE V DE 15 F X 57 CM, IZQUIERDO	5	14,10	5	9

**Contenido de solo catéter:** (1) Catéter (1) Luer hembra (1) Abrazadera (1) Tapa terminal

**Contenido del juego básico:** (1) Catéter (1) Aguja introductora (1) Alambre guía (1) Avanzador del alambre guía (1) Jeringa (1) Bisturí (1) Tunelizador (1) Introdutor pelable (1) Luer hembra (1) Abrazadera (6) Gasas (1) Tapa terminal

**Serie X**

Material <b>Silicona</b>	Diseño de la punta <b>En espiral</b>	Tamaño French <b>15 F</b>
<b>SIL</b>		

Código	Descripción	Cantidad por caja	Manguito a espiral (cm) – parte inferior del catéter	Manguito proximal a extremo del catéter (cm) – parte superior del catéter
<b>SOLO CATÉTER</b>				
JS20XCGL	CATÉTER JET SERIE X DE 15 F X 64 CM	5	12,75	28,5
<b>JUEGO BÁSICO</b>				
JS20XSGL	CATÉTER JET SERIE X DE 15 F X 64 CM	5	12,75	28,5

**Contenido de solo catéter:** (1) Catéter (1) Conector de titanio con púas (1) Luer hembra (1) Abrazadera (1) Tapa terminal

**Contenido del juego básico:** (1) Catéter (1) Conector de titanio con púas (1) Aguja introductora (1) Alambre guía (1) Avanzador del alambre guía (1) Jeringa (1) Bisturí (1) Tunelizador (1) Luer hembra (1) Abrazadera (6) Gasas (1) Tapa terminal (1) Cinta métrica